

Bitte Kaufbeleg und Artikelnummer aufbewahren.  
Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantiever-  
sprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln  
Rev. 023721  
4 013283 240533

**reer GmbH** • Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de  
Art.Nr.: 24053

**DE Bath thermometer**  
• clear scales • marking for the ideal bath temperature  
• mercury-free • material: plastic • measuring range 0°C to  
max. 50°C  
Lesen Sie diese Produktinformation vor Anwendung sorgfältig  
durch. Bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.  
**Sicherheitshinweise:** Den Artikel nur zu dem vorgesehenen  
Zweck verwenden. Bei Anzeichen von Mängeln nicht  
verwenden. Dieser Artikel ist kein Spielzeug! Aufheben der  
Reichweite von Kindern aufbewahren, kontrollieren Sie die  
Kapillare regelmäßig, vor allem nach Erschütterungen. Kein  
geeichtes Thermometer, Temperaturtoleranz bis zu 2 °C.  
**Anwendung:** Wasser gut vermischen. Thermometer ca.  
1 Min. in das Badewasser legen, Temperatur ablesen.  
Wassertemperatur zusätzlich mit Ellbogen testen. Nach  
Benutzung mit warmem Wasser abspülen.

**FR Thermomètre de bain**  
• graduation claire • marquage pour une température de bain  
optimale • sans mercure • matériau : matière plastique  
Veuillez lire attentivement cette information produit avant  
utilisation. Conservez celle-ci afin de pouvoir la consulter  
ulterieurement.  
**Consignes de sécurité :** N'utiliser cet article que pour l'usage  
destiné. Ne pas utiliser en cas de signes de  
dysfonctionnements. Cet article n'est pas un jouet ! Le tenir  
hors de portée des enfants. Veuillez contrôler régulièrement  
les capillaires, particulièrement après des secousses. Il ne  
s'agit pas d'un thermomètre étalonné, tolérance de  
température de jusqu'à 2 °C.  
**Utilisation :** Bien mélanger l'eau. Plonger le thermomètre  
env. 1 min. dans l'eau du bain, lire la température. Tester en  
plus la température de l'eau avec le coude. Après utilisation,  
le rincer à l'eau chaude.

**ES Termómetro de baño**  
• escala clara • marca para la temperatura sin mercurio  
• material: plástico • rango de medición 0 °C a max. 50 °C  
Lea atentamente la información del producto antes de la  
aplicación. Guárdela para consultarla futuras.  
**Indicaciones de seguridad:** Use el artículo solo para la  
finalidad prevista. Si hay indicios de daños no lo utilice. ¡Este  
artículo no es un juguete! Manténgase fuera del alcance de  
los niños. Controle con regularidad los capilares, sobre todo  
tras sacudidas. No es un termómetro calibrado, tolerancia de  
temperatura hasta 2 °C.  
**Aplicación:** Mezcle bien el agua. Introduzca el termómetro  
aprox. 1 minuto en el agua del baño. Compruebe  
adecuadamente la temperatura del agua con su codo. Tras  
usarlo enjuague con agua fría.

**NL Badthermometer**  
• duidelijke schalen • markering voor de optimale  
badtemperatuur • kwikvrij • materiaal: kunststof  
Lees deze productinformatie voor het gebruik zorgvuldig door.  
Bewaar deze zorgvuldig voor een latere raadpleging.  
**Veiligheidsaanwijzingen:** Het artikel alleen voor het  
beoogde doel gebruiken. Gebruik het toestel niet als het  
tekenen van mogelijke defecten vertoont. Dit product is geen  
speelgoed! Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
Controleer regelmatig de capillaire, vooral na schudden. Geen  
geëtiket thermometer, temperaturnauwkeurigheid tot 2 °C.  
**Gebruk:** Water goed mengen. Thermometer ca. 1 min. in  
het badwater leggen, temperatuur aflezen. Wassertemperatuur  
daarboven met elleboog testen. Na het gebruik met warm  
water afspelen.

**IT Termometro per bagnetto**  
• scala graduata di facile lettura • fascia della temperatura  
ottimale dell'acqua • non contiene mercurio • materiale:  
plastica • campo di misurazione da 0°C a 50°C  
Prima dell'uso leggere attentamente le presenti  
informazioni sul prodotto. Conservare le informazioni per  
futura consultazione.  
**Avvertenze di sicurezza:** Utilizzare l'articolo solo per la finalità  
prevista. Non utilizzare il prodotto se sono stati riscontrati dei  
difetti. Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere fuori dalla  
portata dei bambini. Controllare il tubo capillare regolarmente.  
Controllare il termometro dopo un urto e un tempestoso lavaggio.  
Tolleranza di temperatura fino a 2°C.  
**Usi:** Mescolare bene l'acqua. Inserire il termometro per circa  
1 minuto nell'acqua del bagnetto e leggere la temperatura.  
Controllare la temperatura dell'acqua anche con il gomito.  
Dopo l'uso sciacquare con acqua calda.

**GB Bath thermometer**  
• clear scales • marking for the ideal bath temperature  
• mercury-free • material: plastic • measuring range 0°C to  
max. 50°C  
Read this document for future reference.  
**Safety information:** Use the item for its intended purpose  
only. The unit must not be used if it shows any signs of a  
fault. This product is not a toy! Store outside the reach of  
children. Regularly check the capillaries, especially after  
shocks. Thermometer not calibrated, temperature tolerance  
up to 2°C.  
**Applications:** Mix water well. Place thermometer into the  
bath water for about 1 minute, read temperature. Check the  
water temperature with your elbow as well. Rinse under  
warm water after use.

**reer**

**reer**

**0+** Monate  
months  
mois

**Badethermometer**  
Bathtub thermometer • Thermomètre de bain



große Skala mit  
Markierung der  
optimalen  
Temperatur

bruchfest ohne  
scharfe Kanten

integrierte  
Luftkanäle  
zur schnellen  
Trocknung

quecksilberfreie  
Messflüssigkeit

**BPA  
FREE**

**PVC  
FREE**

**GERMAN  
BRAND SINCE  
1922**

170 mm

105mm

DIECUT  
24053 bath-thermometer  
170x105mm